

# plum

## Plum Hånddesinfektion 85% Gel Hånddesinfektion



Alkoholbaseret hånddesinfektion 85% i gel form.

### Anvendelsesområde

Kan anvendes i alle situationer, hvor der er behov for hånddesinfektion. Især velegnet til brug i sundhedssektoren i forbindelse med behandling og patientpleje på hospitaler, plejehjem, klinikker mm. Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risikoen for smittespredning markant.

Hånddesinfektion 85% Gel findes i forskellige forpackningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpackningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.

### Produktegenskaber

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Reducerer effektivt vegetative bakterier, gærsvampe og vira fra hænderne og minimerer dermed smittespredning. Indeholder 85% denatureret ethanol. Denatureret med 6% IPA. Indeholder 1,5% glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Uparfumeret. Opfylder kravene i EN14885. CEI vurderet.

Dokumenteret effekt:

- EN1500 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13727 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13624 Yeasticidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN14348 Mycobactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN14476 Virucidal activity - m. norovirus ved 30 sek. kontakttid

### Brugsanvisning

Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgrides i hænderne, så de er fugtige i 30 sekunder. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader og omkring håndled.

### Indhold

#### Ingrediens

#### Effekt

Ingrediens	Indhold	Effekt
Denatureret ethanol	85%	Aktivt stof

### Opbevaring

Opbevares ved 0-30°C.  
Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato.

### Udseende og duft

Uden farve og parfume.

### Produktionsland

DANMARK

### Anvendelses- og miljø sikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk).

**Emballagematerialer** Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt. På [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
	10 x 1 l	3957	5701684395721	5701684395714	Flaske
	6 x 1 l	3955	5701684395523	5701684395516	Pose
	3 x 5 l	3913	5701684391327	5701684391310	Dunk
	16 x 75 ml	3952	5701684395226	5701684395219	Flaske
	10 x 120 ml	3959	5701684395929	5701684395912	Flaske
	24 x 150 ml	3962	5701684396223	5701684396216	Flaske
	12 x 500 ml	3949	5701684741726	5701684741719	Pumpeflaske
	15 x 600 ml	3951	5701684395127	5701684395110	Pumpeflaske



<b>Standard tilbehør</b>	1 l flaske:	4279 CombiPlum Tråddispenser
	1 l pose:	4283 CombiPlum EASY dispenser 4292 CombiPlum Plast dispenser 4294 CombiPlum Plast dispenser 4298 CombiPlum Plast dispenser 4279 CombiPlum Tråddispenser 4302 CombiPlum Electronic dispenser
	5 l dunk:	4115 Vægholder
	75 ml flaske:	4198 Metalclips
	120 ml flaske:	4198 Metalclips
	150 ml flaske:	-
	500 ml flaske:	-
	600 ml pumpeflaske:	4194 Dispenso vægholder 133-1 Dispenso vægholder m. arm 4197 Dispenso mobil holder

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).